

MO-03

Ο φορητός ηλεκτρονικός νεφελοποιητής MO-03 που λειτουργεί με πρίζα 220V ή μπαταρία είναι ιδανικός για κατ'οίκον νοσηλεία παιδιών, για ασθένειες όπως αλλεργικό ή βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κυστική ίνωση, ρινίτιδα κ.α..

Το MO-03 νεφελοποιεί τα φάρμακα με πολύ γρήγορο τρόπο, είναι εντελώς αθόρυβος.

Η βάση στήριξης μπορεί να στερεωθεί σε μια επίπεδη επιφάνεια ή στο κρεβάτι του παιδιού.

Γι αυτούς τους λόγους είναι κατάλληλο για παιδιατρική χρήση. Εργονομικός, μοντέρνος και συμπαγής σχεδιασμός.

Ηλεκτρονικές λειτουργίες που ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή.

Η οθόνη LCD ενημερώνει τον χρήστη για την κατάσταση λειτουργίας.



Ηλεκτρικός



Αποδοτικός



Φιλικός προς
τα μωρά



Γρήγορος



Αθόρυβος

3,0
μm

1,00
ml/min



TESTED

Ελεγμένο με μπεκλομεθαζόνη
και βουδεσονίδη



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Βασικά Χαρακτηριστικά:

- συσκευή υψηλής απόδοσης (νεφελοποιεί αποτελεσματικά ακόμη και μείγματα φαρμάκων)
- ασύγκριτη φορητή και σταθερή χρήση
- Οθόνη LCD, για ενημέρωση του χρήστη για την κατάσταση λειτουργίας.
- ηλεκτρονικές λειτουργίες που ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή.
- ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ταχύτητα νεφελοποίησης
- ένδειξη στάθμης νερού
- αυτόματη απενεργοποίηση
- ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- anti-overturn/reverse
- εργονομικό σχήμα
- καινοτόμος σχεδιασμός
- ειδικό kit για τη διευκόλυνση των παιδιατρικών εφαρμογών
- τσάντα



Ελαστική βάση για το κρεβάτι του παιδιού

Αξεσουάρ:



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μέγιστη ταχύτητα	1 ml / λεπτό - 1 ml / λεπτό
Εύρος διαστάσεων σωματιδίων	3 µm
Χωρητικότητα φαρμάκου	8 ml
Αυτονομία πλήρως φορτισμένης μπαταρίας (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):	45 λεπτά .
Εγγύηση	2 χρόνια

Cod: 9100004060 Ed 11/2016

NUMERO VERDE
800 642 609
ASSISTENZA CLIENTE: con servizio gratuito di presa e consegna a domicilio. Solo in Italia.
Only for Italy.

ISO 13485
A COMPANY WITH A QUALITY SYSTEM CERTIFIED
AGENZIA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO

The breath of wellness

ITALIAN
QUALITY & DESIGN