



Hi Neb

Η συσκευή νεφελοποίησης **Hi-Neb** της εταιρείας **Norditalia** είναι ιδανική για κατοικόν νοσηλεία για παιδιά, για ασθένειες όπως αλλεργικό ή βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κυστική ίνωση, ρινίτιδα κ.α.. Αποτελείται από έναν πολύ ισχυρό συμπιεστή, ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή πίεση λειτουργίας και συνεπώς μικρότερα νεφελοποιούμενα σωματίδια τα οποία φτάνουν ευκολότερα μέχρι τα τελευταία βρογχιόλια του πνεύμονα, καθιστώντας τη θεραπεία πιο αποτελεσματική.

Νεφελοποιεί όλα τα φάρμακα εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Περιλαμβάνει μάσκα ενηλίκων και παιδική, υποδοχή για τη μύτη ενηλίκων και επιστόμιο. Η συσκευή συνοδεύεται από ένα συμπαθητικό σετ αυτοκόλλητων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στο εξωτερικό της συσκευής και να κάνουν τη θεραπεία πιο αποδεκτή από τα παιδιά. Η παιδική μάσκα περιλαμβάνεται ως αξεσουάρ. Για την ασφάλεια των παιδιών, όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται με βάση τις ιατρικές προδιαγραφές, από μη τοξικά και βιοσυμβατά υλικά.



Αποτελεσματικό



Για όλη την οικογένεια



Παιδικό



Γρήγορο




Αθόρυβο

0,37
ml/min

5,0
μm

**TURBO
2**
ταχύτητες



Περιλαμβάνει αυτοκόλλητα για τα παιδιά

