

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ SY-200



Αερόστρωμα:

- Κυψελωτό αερόστρωμα PVC πάχους 3mm.
- Μέγιστο βάρος χρήστη: 110kg.
- Αντιβακτηριδιακό στρώμα.
- Αδιάβροχο.
- Με εξωτερική επιφάνεια τριβής για την αποφυγή ολίσθησης.
- Ενισχυμένο με μεγάλες αεροκυψέλες.
- Μέγεθος: 200cm x 88 x 7cm.
- Τοποθετείται σε όλους τους τύπους κρεβατιού.

Αντλία:

- Διαθέτει σύστημα ρυθμιζόμενης πίεσης του αέρα.
- Με ειδικά άγκιστρα για την ανάρτηση στο κρεβάτι ή στα πλαϊνά.
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
- Τάση αντλίας: 220 V / 50 Hz.
- Παροχή αέρος αντλίας: 5 Lt / min.