




Ζυγαριά μπάνιου με λιπομετρητή με ανάλυση Body Impedance Assessment (BIA), σύνδεση bluetooth και επίστρωση ITO. Χάρη στην επεξεργασία και επίστρωσης ITO (Indium Tin Oxide) αυτή η ζυγαριά δεν έχει ορατά ηλεκτρόδια χάλυβα στην επιφάνεια της. Διαθέτει μεγάλη και ευδιάκριτη οθόνη με φωτισμό. Η BI 250 διαθέτει σκληρυμένο γυαλί πάχους 6 χιλιοστών και αντικραδασμικό πλαστικό στο κάτω μέρος της. Η ζυγαριά συνδέεται με το smartphone μέσω σύνδεσης bluetooth. Τα δεδομένα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύονται με χρονολογική σειρά στην εφαρμογή. Η ανάλυση βασίζεται σε 12 παραμέτρους: βάρος, δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), λίπος %, μύες %, σπλαχνικό λίπος, σκελετός, νερό %, ρυθμός βασικού μεταβολισμού (BMR), παχυσαρκία %, πρωτεΐνη %, βάρος χωρίς λίπος και ηλικία. Δυνατότητα ζύγισης: 3-180KG.

- ITO** Επίστρωση οξειδίων Ινδίου – Κασσιτέρου (ITO)
- Bluetooth**
- 12** Παράμετροι Ανάλυσης
- Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη**
- Παχύ σκληρυμένο γυαλί**



Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στις παρακάτω γλώσσες:
EN, IT, FR, ES, DE, PL, RU, TR, DA, KO, JA, ZH