



Το θερμόμετρο υπέρυθρων μετώπου, έχει μέγεθος τσέπης, που το καθιστά εύκολο στη χρήση και τη μεταφορά του, καθιστώντας το επίσης κατάλληλο για χρήση οπουδήποτε, ακόμη και σε απροσδόκητες καταστάσεις εκτός σπιτιού (στην δουλειά, στο γραφείο, στις διακοπές, κ.λπ.).

Μετράει τη θερμοκρασία αυτόματα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Η μέτρηση εμφανίζεται στην οθόνη τόσο αριθμητικά όσο και από ένα έγχρωμο LED φως. Σε περίπτωση πυρετού, το κόκκινο LED ανάβει και η συσκευή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα. Ευανάγνωστη οθόνη. Αποθηκεύει τις τελευταίες 20 μετρήσεις. Η μονάδα μέτρησης μπορεί να αλλάξει μεταξύ βαθμών Κελσίου (°C) και βαθμών Φαρενάιτ (°F). Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη χρήση. Συνιστάται για προσωπική χρήση.



Pocket size



Θερμοκρασία μετώπου



Μέτρηση 1ος δευτερολέπτου



Ακουστικό σήμα ανίχνευσης πυρετού



20 μνήμες



Αυτόματη απενεργοποίηση



Θερμοκρασία OK

Υψηλή Θερμοκρασία
(προειδοποιητικός ήχος)

Χαμηλή Θερμοκρασία