



ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ



Τεχνολογία αυτόματης συμπίεσης και αποσυμπίεσης της περιχειρίδας



Μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό



Μνήμες



Ένδειξη αρρυθμίας



Δείκτης ταξινόμησης αρτηριακής πίεσης στην κλίμακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας



Ένδειξη χαλαρής περιχειρίδας



Ένδειξη ανακίνησης βραχίονα



Μέσος όρος 3ων μετρήσεων

Το νέο πιεσόμετρο DBP-6177 είναι η καλύτερη συσκευή για την παρακολούθηση της υπέρτασης. Χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία μέτρησης, η οποία επιτρέπει τη μέτρηση των τιμών κατά τη φάση του φουσκώματος, επιτυγχάνοντας ταχύτερη και πιο άνετη μέτρηση. Έχει επίσης ανίχνευση και ένδειξη ανακίνησης σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης και ανίχνευση και ένδειξη χαλαρής περιχειρίδας, τεχνολογίες που εγγυώνται μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης, αποφεύγοντας τον κίνδυνο ανακριβών αποτελεσμάτων. Μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση ακόμα και όταν το φως είναι χαμηλό και με χρωματική ένδειξη αν η μέτρηση είναι εντός ή εκτός φυσιολογικών ορίων. Περιορισμένος αριθμός κουμπιών για εύκολη χρήση. Δύο χρήστες και 150 μνήμες ο καθένας. Άνετη, περιχειρίδα M-L 22 - 42cm



Φυσιολογικά
Αποτελέσματα



Υπέρταση/Υπόταση