

Συσκευή Doppler Για Ανίχνευση

Καρδιακού Παλμού Εμβρύου



Το doppler εμβρύου τσέπης είναι μια συσκευή χειρός που ανιχνεύει τον εμβρυϊκό καρδιακό παλμό (doppler κύησης).

Οι έγκυες γυναίκες μπορούν μόνες τους να ακούσουν και να υπολογίσουν τους σφυγμούς του εμβρύου τους για να παρακολουθούν καθημερινά

Το doppler εμβρύου είναι απολύτως ασφαλές για το έμβρυο αλλά και για η μαμά καθώς δεν εκπέμπει καμία άνω του επιτρεπτού ορίου ακτινοβολία.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το doppler εμβρύου από τη 12η εβδομάδα της κύησης.

Χαρακτηριστικά συσκευής:

- Όμορφο σχήμα, μικρό μέγεθος, εύκολο στη χρήση
- Έγχρωμο TFT LCD display 35mm x 28mm(1.77")
- Ένδειξη καρδιακού παλμού σε γράφημα
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- Ειδικός δέκτης (probe)
- Ενσωματωμένο ηχείο
- Ειδική έξοδος για ακουστικά
- Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης για εξοικονόμηση μπαταρίας



ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ.