

Αυτοσυγκρατούμενος ελαστικός

επίδεσμος RARUS



Χάρη στα δομικά χαρακτηριστικά του αυτοσυγκρατούμενου ελαστικού επίδεσμου RARUS, αναπτύσσονται συνεκτικές-κολλητικές δυνάμεις μόνο ανάμεσα σε επάλληλα στρώματα του επίδεσμου. Έτσι προσκολλάται στον εαυτό του και όχι στο δέρμα.

Με λίγες μόνο περιστροφές διασφαλίζεται ασφαλής και μόνιμη στερέωση και λόγω της ελαστικότητάς του είναι κατάλληλος για όλα τα σημεία του σώματος και κυρίως για αρθρώσεις ή καμπύλα μέρη.

Είναι ιδανικός επίδεσμος για κάθε είδους στήριξη, για στερέωση επιθεμάτων πληγών ή γαζών, για την ακινητοποίηση ως νάρθηκας και ως προστατευτικός επίδεσμος.

Τέλος, ο αισθητά μικρότερος όγκος του μετά την περιδέση, τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε σημεία του σώματος κάτω από τα ρούχα ή μέσα από τα παπούτσια.

- Είναι απαλλαγμένο κόλλας.
- Χωρίς latex
- Αφήνει το δέρμα να αναπνέει, χωρίς να κολλά επάνω του
- Κατάλληλο για κάθε είδους περιδέσεις,
- Μπλε χρώμα
- Διαστάσεις: **6cm x 4m**
 8cm x 4m

