

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ LASER ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ SEQUOIA



Αερόστρωμα Laser:

- Κυψελωτό αερόστρωμα PVC πάχους.
- Μέγιστο βάρος χρήστη: 110kg.
- Αντιβακτηριδιακό στρώμα.
- Αδιάβροχο.
- Με εξωτερική επιφάνεια τριβής για την αποφυγή ολίσθησης.
- Ενισχυμένο με μεγάλες αεροκυψέλες.
- Μέγεθος: 190cm x 94cm.
- Με προεκτάσεις στα άκρα του, ώστε να εφαρμόζει κάτω από το στρώμα του κρεβατιού
- Τοποθετείται σε όλους τους τύπους κρεβατιού.

Αντλία:

- Μηχανισμό με ρυθμιστή της πίεσης του αέρα, ανάλογα το βάρος του ασθενή
- Με ειδικά άγκιστρα για την ανάρτηση στο κρεβάτι ή στα πλαϊνά.
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
- Εναλλαγή αέρα κάθε 5 λεπτά
- Τάση αντλίας: 220 V / 50 Hz.
- Παροχή αέρος αντλίας: 6 - 7 Lt / min.