

Παιδικό Οξύμετρο Δακτύλου Penguin




Το παλμικό οξύμετρο μικρό και ελαφρύ (μόνο 40 γραμμάρια βάρος συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών).

Με την πιο προηγμένη τεχνολογία και πολύ ελκυστικό σχεδιασμό για παιδιά.

Ο Πιγκουίνος δείχνει τις πληροφορίες στην κοιλιά του έτσι θα γίνει η μέτρηση του SpO2 και το σφυγμό παιχνιδάκι για κάθε παιδί.

Μέγεθος 53mm x 35mm x 25mm.

- Εμφανίζει το SpO2, PR (τιμή παλμού), τον δείκτη καρδιακού παλμού, κυματομορφή παλμού και Γράφημα ράβδων παλμού.
- Η περιστρεφόμενη οθόνη OLED τεσσάρων κατευθύνσεων σας επιτρέπει να βλέπετε εύκολα τα αποτελέσματα από οποιαδήποτε θέση, καθιστώντας εύκολη τη δοκιμή διαφορετικών δακτύλων. Εάν θέλετε να το περιστρέψετε πρέπει να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.
- Εμφάνιση σε οθόνη OLED δύο χρωμάτων
- Χαμηλή κατανάλωση
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Ιδανικό για παιδιατρική χρήση (συνίσταται από 12 μηνών).



Παιδικό Οξύμετρο Δακτύλου Penguin

Η λειτουργία σίγασης μπορεί να παραμείνει αθόρυβη για το μωρό κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Δεν θα ενοχλήσει τον ύπνο του παιδιού σας. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ίδιο δάχτυλο για περισσότερο από 5 λεπτά.

Το διαμέρισμα δακτύλου σιλικόνης ιατρικής ποιότητας χρησιμοποιεί υποαλλεργικό και χωρίς λατέξ υλικό σιλικόνης, φιλικό σε άτομα με μειωμένη ανοσία, το οξύμετρο είναι πολύ μικρό σε όγκο και πολύ ελαφρύ.

- Εύρος μέτρησης SatO₂:
70% έως 100% με περιθώριο σφάλματος $\pm 2\%$.
- Ρυθμός παλμού:
25 bpm έως 250 bpm με περιθώριο σφάλματος ± 3 bpm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας:
5°C έως +40°C και υγρασία από 10% έως 95%.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-40°C έως +60°C και υγρασία από 10% έως 95%.

