

Συσκευή Τροκάρ μετάγγισης ορού

MINI SPIKE

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να “τραβάμε” φυσιολογικό ορό εύκολα από το μπουκάλι και την απόσυρση φαρμάκων από φιαλίδια πολλαπλών δόσεων και φιάλες διαφόρων όγκων.



- Εργονομικός σχεδιασμός που εξισορροπεί την πίεση στις φιάλες.
- Με προστατευτικό κούμπωμα, που αποτρέπει την επιμόλυνση του υπόλοιπου υγρού στη φιάλη και εμποδίζει πιθανές διαρροές.
- Πλήρως ερμητική και ασφαλή σύνδεση.
- Ενσωματωμένο φίλτρο αέρα.
- Συμβατό με συνδέσεις luer και luer-lock.
- Χωρίς λάτεξ, PVC & DEHP.
- Μη πυρετογόνο.
- Αποστειρωμένο.

